

Epi-Otic oorreiniger



Samenstelling	Bevat salicylzuur, natriumdocusaat, parachlorometaxyleenol (PCMX), EDTA en monosacchariden.
Eigenschappen	Epi-Otic is een niet-irriterende, indrogende oorreiniger met ontsmettende eigenschappen. Het is speciaal ontwikkeld ter preventie of ondersteuning van de behandeling van otitis externa bij honden en katten. Salicylzuur is keratolytisch werkzaam (hoornlaagverwekend) en daardoor ontstekings- en jeukremmend. Het heeft een indrogend effect. Natriumdocusaat is oppervlaktespanningverlagend, waardoor een sterke verbetering van het penetrerend vermogen van de vloeistof wordt verkregen. PCMX in combinatie met EDTA draagt bij aan het herstel van de microbiële balans van de gehoorgang. De exclusieve combinatie van monosacchariden heeft een kalmerend effect, is ontstekingsremmend en beperkt de hechting van micro-organismen aan het huidoppervlak. Epi-Otic heeft een optimale tolerantie door o.a. de fysiologische pH (pH = 7).
Doeldier	Hond en kat
Indicaties	Preventie of ondersteuning van de behandeling van otitis externa bij honden en katten.
Toediening/dosering	Breng de canule verticaal in de gehoorgang terwijl de oorschelp omhoog wordt aangetrokken. Breng een voldoende hoeveelheid in de gehoorgang en masseer hierna voorzichtig het oor. Voor routinematige behandeling 1-2 maal per week toepassen. Als voorbehandeling bij oorspoelen 2 maal per dag toepassen en als ondersteuning bij therapie, voorafgaand aan elke behandeling.
Waarschuwingen	Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen.
Bewaarcondities/Houdbaarheid	Bewaren beneden 30°C. Houdbaar tot 2,5 jaar na productiedatum.
Verpakking	Flacon à 125 ml voorzien van canule
Registratienummer	NR
Kanalisatie	Vrij
Artikelnummer	90.005.20